

Wb、If、Ihc-P、Elisa用 抗Biii-チューブリン ウサギモノクローナル抗体 - Q13509

商品番号: CM0003139



前書き

ヒトβIII-
チューブリン（TUBB3）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。神経科学および腫瘍学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	βIII-チューブリン ウサギ mAb
備考/別名	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; βIII-チューブリン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10381
GeneID	10381
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-F、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13509
タンパク質分子量	50 kDa
輸送	保冷バッグ