

Anti-Biii-Tubulin (Tubb3)

モノクローナル抗体（Wb、Ip、If、Ihc、Elisa対応） - Q13509

商品番号: CM0007312



前書き

ノックアウト（KO）検証済みの抗βIII-チューブリンウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF、IHC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。軸索ガイドおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] βIII-Tubulin Rabbit mAb
備考/別名	CDCBM, FEOM3, TUBB4, CDCBM1, CFEOM3, beta-4, CFEOM3A, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10381
免疫原	βIII-Tubulin (NP_006077.2) のアミノ酸351-450に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13509
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ