

WbおよびElisa用抗Biii-チューブリン（Tubb3）ウサギポリクローナル抗体 - Q13509

商品番号: CM0022127



前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルにおいてWBおよびELISAでバリデーション済みのβIII-チューブリンウサギポリクローナル抗体。微小管ダイナミクス、神経発生、腫瘍マーカー研究に最適。50 kDa - Q13509。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	βIII-チューブリン ウサギpAb
備考／別名	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; βIII-チューブリン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10381
GeneID	10381
免疫原	組換えタンパク質 ヒトβIII-チューブリン／β3-チューブリン（NP_006077.2）のアミノ酸40～260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13509
タンパク質重量	50 kDa
輸送	保冷剤