

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Villin-1 ウサギモノクローナル抗体 - P09327

商品番号: CM0006757



前書き

ヒト Villin-

1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-

P、IHC-

P、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。アクチンダイナミクス、上皮細胞生物学、微絨毛構造の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Villin1 ウサギ mAb
備考/別名	VIL; D2S1471; Villin1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7429
GeneID	7429
免疫原	ヒトVillin1 (NP_009058.2) のアミノ酸1-827に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09327
タンパク質分子量	93kDa
発送	保冷バッグ