

Anti-Villin-Like Protein (Vill) ポリクローナル抗体 For Wb, If/Icc, Elisa - O15195

商品番号: CM0014913

前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体、VILL Rabbit pAbを提供します。ヒト、マウス、ラットのビリン様タンパク質（潜在的な腫瘍抑制因子）と反応します。がん研究や細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VILL Rabbit pAb
備考/別名	VILL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50853
GeneID	50853
免疫原	ヒトVILL (NP_056957.3) のアミノ酸637-856に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15195
タンパク質分子量	96kDa
発送	保冷バッグ