

抗ビルリンモノクローナル抗体（Wb・Ihc-P・Elisa用） - P09327

商品番号: CM0004774



前書き

ヒトVillin-

1を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAに対応しています。マウス・ラットと交差反応性があり、腸上皮・腎上皮におけるアクチン細胞骨格の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Villin ウサギmAb
備考・別名	VIL; D2S1471; Villin
対象種	ヒト
遺伝子ID	7429
免疫原	ヒトVillin1（NP_009058.2）のアミノ酸1-827番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09327
タンパク質分子量	93kDa
輸送方法	氷袋梱包