

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Villin1 モノクローナル抗体 - P09327

商品番号: CM0003177



前書き

Villin1 (VIL; D2S1471)

に対するモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン）、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。アクチン結合タンパク質機能、微絨毛形成、上皮細胞生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Villin1 マウス mAb
備考/別名	VIL; D2S1471; Villin1
種	ヒト
GeneID	7429
免疫原	ヒト Villin1 組換えタンパク質
宿主	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09327
タンパク質分子量	93kDa
発送	保冷バッグ