


抗ビメンチン（リン酸化S83）ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P08670

商品番号: CM0001012



前書き

S83部位のビメンチンに対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、間葉系細胞、細胞骨格、細胞遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ビメンチンS83 ウサギpAb
備考/別名	VIM; CTRCT30; HEL113; ビメンチン; リン酸化ビメンチンS83
由来種	ヒト
GeneID（ヒト）	7431
GeneID	7431
免疫原	合成ペプチド - ヒトVIM（NP_003371.2）のS83周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08670
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤