


抗ビメンチン ウサギモノクローナル抗体 [Kd検証済] Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用途 - P08670

商品番号: CM0003625



前書き

KD検証済のビメンチンに対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティング、免疫沈降、免疫蛍光、免疫組織化学に適しています。ヒト、マウス、ラットのビメンチンと反応します。免疫原はヒトビメンチンの367-466番アミノ酸由来のペプチドです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] ビメンチン ウサギmAb
別名	CTRCT30, HEL113, Vimentin, VIM, vimentin, in
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7431
遺伝子ID	7431
免疫原	合成ペプチド：ヒトビメンチン（P08670）のアミノ酸367-466番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08670
タンパク質分子量	54 kDa
発送方法	保冷剤