


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用Anti-Vinculin [Kd検証済み] ウサギモノクローナル抗体 - P18206

商品番号: CM0009122



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用Anti-Vinculinウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのビンキュリンを検出します。KD検証済みで、細胞接着およびフォーカルアドヒージョン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] ビンキュリン ウサギmAb
備考／別名	MV ; MVCL ; CMDIW ; CMH15 ; HEL114
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7414
GeneID	7414
免疫原	組換えタンパク質 ヒトVinculin (NP_054706.1) のアミノ酸1〜258に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18206
タンパク質分子量	124 kDa
配送	保冷バッグ