


Wb、If-P、Elisa用 抗ビンキュリン モノクローナル抗体 - P18206

商品番号: CM0011431



前書き

WB、IF-P、ELISAで検証済みの抗ビンキュリン
ウサギ

モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのビンキ
ュリン (Swiss-Prot:

P18206) と反応します。細胞接着、焦点接着、細胞骨
格ダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビンキュリン ウサギ mAb
備考/別名	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; ビンキュリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7414
遺伝子ID	7414
免疫原	合成ペプチド：ヒトビンキュリン (NP_054706.1) のアミノ酸800-900に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18206
タンパク質分子量	124kDa
発送	保冷バッグ