


抗ビンキュリンモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P18206

商品番号: CM0007505



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗ビンキュリンウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのビンキュリン（P18206）を検出します。細胞接着、接着斑、細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Vinculin Rabbit mAb
備考/別名	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; ビンキュリン
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	7414
GeneID	7414
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18206
タンパク質分子量	124kDa
配送方法	氷袋