


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Vipモノクローナル抗体 - P01282

商品番号: CM0006589



前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA用の高性能な抗VIPウサギモノクローナル抗体。血管拡張、CNS機能、平滑筋弛緩に与する神経ペプチドであるヒトVIPを検出します。神経科学および心血管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VIP Rabbit mAb
備考/別名	PHM27; VIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7432
GeneID	7432
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01282
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスパック