

抗Vipas39ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H9C1

商品番号: CM0027338

前書き

ヒトVIPAS39（SPE39、VIPAR）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。エンドソーム輸送および上皮極性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VIPAS39 ウサギpAb
備考／別名	SPE39; VIPAR; SPE-39; VPS16B; hSPE-39; C14orf133; VIPAS39
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	63894
GeneID	63894
免疫原	ヒトVIPAS39（NP_071350.2）のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H9C1
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	氷袋