


## 抗Vipr1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P32241

商品番号: CM0014721



## 前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用の、VIPR1（VPA C1受容体）に対するウサギポリクローナル抗体です。VIPおよびPACAPによって活性化されるGタンパク質共役受容体であるヒトVIPR1を標的としています。免疫原：アミノ酸残基31-150。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | VIPR1 ウサギ pAb                                                                                        |
| 別名         | II; HVR1; RDC1; VIRG; VIPR; VIRG; VAPC1; VPAC1; VPACIR; VIP-R-1; VPCAP1R; PACAP-R2; PACAP-R-2; VIPR1 |
| 種          | ヒト                                                                                                   |
| GeneID（ヒト） | 7433                                                                                                 |
| GeneID     | 7433                                                                                                 |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトVIPR1（NP_004615.2）のアミノ酸31～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。                                     |
| 起源         | ウサギ                                                                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                                                                             |
| 交差反応性      | ヒト                                                                                                   |
| SWISS      | P32241                                                                                               |
| タンパク質分子量   | 52kDa                                                                                                |
| 発送方法       | 氷袋梱包                                                                                                 |