

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Virma/Kiaa1429 ポリクローナル抗体 - Q69Yn4

商品番号: CM0020760



前書き

ヒトVIRMA/KIAA1429を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識します。m6Aメチル化およびRNAプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VIRMA/KIAA1429 Rabbit pAb
備考/別名	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25962
遺伝子ID	25962
免疫原	ヒトKIAA1429 (NP_056311.2) のアミノ酸1400-1700に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q69YN4
タンパク質分子量	202kDa
配送	氷袋