

Anti-Virma/Kiaa1429 ウサギモノクローナル抗体（Kd検証済み）Wb、Ihc-P、Elisa用 - Q69Yn4

商品番号: CM0009364



前書き

ヒトVIRMA/KIAA1429に対するウサギモノクローナル抗体、KD検証済み。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。m6A RNAメチル化およびRNAプロセッシング研究のターゲットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] VIRMA/KIAA1429 ウサギ mAb
備考/別名	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25962
遺伝子ID	25962
免疫原	ヒトVIRMA/KIAA1429 (NP_056311.2) のアミノ酸221-320領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q69YN4
タンパク質分子量	202kDa
配送	氷袋