


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Vista/B7-H5/Gi24

ウサギポリクローナル抗体 - Q9H7M9

商品番号: CM0020833



前書き

ヒトVISTA (B7-H5/GI24/PD-1H) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAに適しています。ラットとの交差反応性を示します。免疫腫瘍学および診断アッセイ開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VISTA / B7-H5 / GI24 ウサギ pAb
備考/別名	VSIR; B7-H5; B7H5; C10orf54; DD1alpha; GI24; PD-1H; PP2135; SISP1; VISTA; V-set immunoregulatory receptor; VISTA / B7-H5 / GI24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64115
免疫原	ヒトVISTA / B7-H5 / GI24 (NP_071436.1) のアミノ酸33-194に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9H7M9
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ