

抗ビタミンD結合タンパク質 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P02774

商品番号: CM0003669



前書き

ヒトのビタミンD結合タンパク質（DBP、GC、GcMAF）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。ビタミンD輸送、アクチン除去、免疫応答の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビタミンD結合タンパク質 ウサギmAb
備考/別名	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Vitamin D Binding protein
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2638
GeneID	2638
免疫原	ヒトビタミンD結合タンパク質（NP_000574.2）のアミノ酸305～474番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02774
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	保冷剤