


抗ビタミンD結合タンパク質 ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P02774

商品番号: CM0028263



前書き

ヒトビタミンD結合タンパク質（DBP/Gc）を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスDBPと反応します。ビタミンD輸送および免疫機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビタミンD結合タンパク質 ウサギ pAb
備考/別名	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; ビタミンD結合タンパク質
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2638
遺伝子ID	2638
免疫原	ヒトビタミンD結合タンパク質（NP_001191236.1）のアミノ酸324-493に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02774
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ