

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗ヒトロネクチン ポリクローナル抗体 - P04004

商品番号: CM0019344



前書き

ウサギ由来

抗ヒトロネクチンポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を検出可能。細胞接着や補体経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ヒトロネクチン ウサギpAb
略称/別名	VN; V75; VNT; Vitronectin
対象種	ヒト
GeneID	7448
免疫原	ヒトヒトロネクチン (NP_000629.3) のアミノ酸364-478番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04004
タンパク質分子量	54 kDa
発送方法	アイスパック