

WbおよびElisa用 抗Vnn1ウサギポリクローナル抗体 - O95497

商品番号: CM0028438



前書き

ヒトVNN1（パンテティナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、マウスとの交差反応性があります。パントテン酸リサイクルおよび炎症経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VNN1 ウサギ pAb
備考/別名	HDLCQ8; Tiff66; VNN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8876
GeneID	8876
免疫原	ヒトVNN1（NP_004657.2）のアミノ酸300-415に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95497
タンパク質分子量	57kDa
輸送	氷袋