


抗フォン・ヴィレブランド因子（Vwf）ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P04275

商品番号: CM0003056



前書き

このヒトフォン・ヴィレブランド因子（VWF）に対するウサギモノクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みであり、マウスと交差反応します。止血研究のために設計されており、血小板接着および凝固第VI II因子の安定化に関与するVWFタンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	von Willebrand factor (VWF) Rabbit mAb
備考/別名	VWD; F8VWF; von Willebrand factor (VWF)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7450
GeneID	7450
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P04275
タンパク質分子量	309kDa
配送	アイスバッグ