


Wb/Ihc-P/Elisa用抗ヒトVon

Willebrand因子（Vwf）ウサギポリクローナル抗体 - P04275

商品番号: CM0013555



前書き

ヒトvon

Willebrand因子（VWF）を標的とするウサギポリクローナル抗体。免疫原はアミノ酸2645-2813。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。止血研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	von Willebrand因子（VWF）ウサギpAb
備考／別名	VWD；F8VWF；von Willebrand因子（VWF）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7450
GeneID	7450
免疫原	ヒトvon Willebrand因子（VWF）（NP_000543.2）のアミノ酸2645-2813に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04275
タンパク質分子量	309kDa
輸送	保冷バッグ