

Anti-Vprbp ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y4B6

商品番号: CM0020493



前書き

ヒトVPRBP（DCAF1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。VPRBPはCUL4A-RBX1-DDB1 E3リガーゼの基質受容体です。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。細胞周期、エピジェネティクス、および宿主-ウイルス相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPRBP Rabbit pAb
備考/別名	RIP; VPRBP
種	ヒト (Human)
遺伝子ID	9730
免疫原	ヒトVPRBP（NP_055518.1）のアミノ酸1058-1396に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス (Mouse)
SWISS	Q9Y4B6
タンパク質分子量	118kDa/168kDa/169kDa
配送	アイスバッグ