

WbおよびElisa用Anti-Vps13Aポリクローナル抗体 - Q96RL7

商品番号: CM0019986

前書き

ヒトVPS13A（コレイン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。オルガネラ接触部位における脂質輸送タンパク質です。ヒトサンプルでのWBおよびELISAについて検証済みで、分子量は360 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS13A Rabbit pAb
備考/別名	CHAC; BLTP5A; CHOREIN; VPS13A
種	ヒト
GeneID	23230 (ヒト)
免疫原	ヒトVPS13A (NP_150648.2) のアミノ酸350-600に相当する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96RL7
タンパク質分子量	360kDa
配送	氷袋