

WbおよびElisa用抗Vps16ウサギポリクローナル抗体 - Q9H269

商品番号: CM0020319



前書き

VPS16に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エンドソーム輸送、オートファジー、リソソーム疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS16ウサギpAb
備考／別名	DYT30; hVPS16; VPS16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64601
GeneID	64601
免疫原	ヒトVPS16 (NP_072097.2) のアミノ酸540～839に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H269
タンパク質分子量	95kDa
配送	保冷バッグ