

Wb・Elisa用抗Vps18ウサギモノクローナル抗体 - Q9P253

商品番号: CM0003210

前書き

ヒトVPS18を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。エンドソーム輸送、オートファジー、リソソーム機能の研究に適しています。種反応性：ヒト。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS18 ウサギmAb
備考・別名	PEP3; VPS18
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	57617
免疫原	合成ペプチド：ヒトVPS18 (Q9P253) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P253
タンパク質分子量	110 kDa
輸送方法	保冷剤