

抗Vps18ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9P253

商品番号: CM0023508

前書き

VPS18ウサギポリクローナル抗体はWB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。リソソーム輸送におけるHOPS/CORVET複合体の構成要素である空胞タンパク質選別関連タンパク質18を標的とし、オートファジーおよびエンドサイトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS18 Rabbit pAb
備考／別名	PEP3; VPS18
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57617
遺伝子ID	57617
免疫原	合成ペプチド ヒトVPS18の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P253
タンパク質分子量	110kDa
輸送方法	氷袋