


Wb用 Anti-Vps24 モノクローナル抗体 - Q9Y3E7

商品番号: CM0002997



前書き

ヒトVPS24 (CHMP3)

に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのVPS24を検出し、予測分子量は25kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS24 ウサギmAb
備考/別名	NEDF; VPS24; CGI-149
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51652
GeneID	51652
免疫原	ヒトVPS24 (Q9Y3E7) のアミノ酸65-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3E7
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ