


Wb、If/Icc、Elisa用抗Vps25ウサギポリクローナル抗体 - Q9Brg1

商品番号: CM0018127



前書き

ヒトVPS25 (ESCRT-IIサブユニット) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。エンドソーム選別および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS25 ウサギpAb
備考／別名	DERP9; EAP20; FAP20; VPS25
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84313
GeneID	84313
免疫原	ヒトVPS25 (NP_115729.1) のアミノ酸1〜176に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BRG1
タンパク質分子量	21kDa
配送	保冷バッグ