


Wb、If/Icc、Elisa用抗Vps26Aウサギポリクローナル抗体 - O75436

商品番号: CM0015666



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのVPS26Aウサギポリクローナル抗体。エンドソームカーゴの選別とリサイクリングにおいて重要なレトロマー構成因子である、ヒト、マウス、ラットのVPS26Aを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS26AウサギpAb
備考／別名	HB58; PEP8A; VPS26; Hbeta58; VPS26A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9559
遺伝子ID	9559
免疫原	組換えタンパク質；ヒトVPS26A (NP_004887.2) のアミノ酸256～327に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75436
タンパク質分子量	38 kDa
輸送	アイスバッグ