


Wb、If/Icc、Elisa用抗Vps28ポリクローナル抗体 - Q9Uk41

商品番号: CM0027422



前書き

ヒトVPS28を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ESCRT-I複合体および小胞輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	VPS28 ウサギ pAb
略称/別名	VPS28
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51160
GeneID	51160
免疫原	ヒトVPS28 (NP_057292.1) のアミノ酸1-221に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UK41
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	保冷剤