


Anti-Vps28 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk41

商品番号: CM0003742



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用にバリデーションされたウサギモノクローナル抗VPS28抗体。ヒト、マウス、ラットのVPS28を認識します。エンドソーム輸送におけるESCRT-I複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS28 Rabbit mAb
備考/別名	VPS28; ESCRT-Iサブユニット
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51160
GeneID	51160
免疫原	ヒトVPS28 (Q9UK41) のアミノ酸122-221領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UK41
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋