

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Vps33Bポリクローナル抗体 - Q9H267

商品番号: CM0028872

前書き

ヒトVPS33Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。エンドソーム輸送および細胞極性の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS33B Rabbit pAb
備考/別名	KDIDAR; PFIC12; VPS33B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26276
GeneID	26276
免疫原	組換えタンパク質 ヒトVPS33B (NP_061138.3) のアミノ酸348-617に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9H267
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスバッグ