


Anti-Vps35 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Qk1

商品番号: CM0012788



前書き

ヒトVPS35に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのVPS35と交差反応します。レトロマー複合体およびエンドソーム分選研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS35 Rabbit mAb
備考/別名	MEM3; PARK17; VPS35
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55737
GeneID	55737
免疫原	組換えタンパク質；ヒトVPS35 (Q96QK1) のアミノ酸100-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96QK1
タンパク質分子量	92kDa
配送	アイスバッグ