


Anti-Vps35 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Qk1

商品番号: CM0027992



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-VPS35 Rabbit Polyclonal Antibody。ヒトおよびマウスのVPS35（92 kDa、UniProt Q96QK1）を標的とします。エンドソーム貨物選別に不可欠なコアレトロマー複合体サブユニットであり、パーキンソン病と関連しています。細胞内輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS35 Rabbit pAb
備考/別名	MEM3, PARK17, VPS35
種	ヒト
遺伝子ID	55737
免疫原	ヒトVPS35（NP_060676.2）のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96QK1
タンパク質分子量	92kDa
配送	アイスパック