


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Vps37A ポリクローナル抗体 - Q8Nez2

商品番号: CM0025488



前書き

VPS37A

ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのVPS37A（エンドソーム選別に関与するESCRT-I複合体サブユニットで肝がんに関連）と反応します。トラフィッキングおよび疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	VPS37A ウサギ pAb
備考/別名	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	137492
遺伝子ID	137492
免疫原	組換えタンパク質 ヒトVPS37A (NP_689628.2) のアミノ酸224-397に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NEZ2
タンパク質分子量	44kDa
配送	保冷バッグ