


Wb、Elisa用抗Vps37Bポリクローナル抗体 - Q9H9H4

商品番号: CM0018888



前書き

ヒトVPS37Bを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。ESCRT-I複合体およびエンドソーム選別研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	VPS37BウサギpAb
備考／別名	VPS37B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	79720
GeneID	79720
免疫原	ヒトVPS37Bのアミノ酸60～170（NP_078943.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9H4
タンパク質分子量	31 kDa
輸送	保冷バッグ