

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Vps4A ウサギポリクローナル抗体 - Q9Un37

商品番号: CM0025188



前書き

VPS4A ウサギポリクローナル抗体 (pAb)

は、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのVPS4Aを検出します。エンドソーム輸送、細胞質分裂、およびウイルス出芽の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VPS4A ウサギ pAb
備考/別名	SKD1, SKD2, VPS4, SKD1A, CIMDAG, VPS4-1, VPS4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27183
GeneID	27183
免疫原	ヒトVPS4A (NP_037377.1) のアミノ酸1-120に対応する配列を含む合成ペプチド / 組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UN37
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ