

抗Vsig1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q86Xk7

商品番号: CM0014210

前書き

ヒトVSIG1/GPA34を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。がんおよび消化管組織の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VSIG1 ウサギpAb
備考／別名	GPA34; dj889N15.1; 1700062D20Rik; VSIG1
対象種	ヒト
GeneID	340547
免疫原	ヒトVSIG1（NP_872413.1）のアミノ酸50〜230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86XK7
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤