

Wb、Elisa用 Anti-Vsnl1/Vilip-1 ウサギモノクローナル抗体 - P62760

商品番号: CM0006468

前書き

ヒト VSNL1/VILIP-1 (Visinin-like protein 1) に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。カルシウム依存性シグナル伝達、神経変性、アルツハイマー病バイオマーカーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	VSNL1/VILIP-1 ウサギmAb
備考／別名	HLP3, VILIP, HPCAL3, HUVISL1, VILIP-1, VSNL1/VILIP-1
種	ヒト
GeneID	7447
免疫原	ヒト VSNL1/VILIP-1 (NP_003376.2) のアミノ酸2～191に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62760
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ