

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Vsnl1/Vilip-1 ウサギモノクローナル抗体 - P62760

商品番号: CM0007595

前書き

ヒト VSNL1/VILIP-1

に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。22

kDaのバンドを検出。神経科学およびアルツハイマー病研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VSNL1/VILIP-1 ウサギmAb
備考/別名	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
種	ヒト
GeneID	7447
免疫原	ヒト VSNL1/VILIP-1 (NP_003376.2) のアミノ酸2-191に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62760
タンパク質分子量	22kDa
発送	氷袋