

Anti-VtilA ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Aj9

商品番号: CM0029417

前書き

ヒトVTI1Aに対する高品質なウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応します。小胞輸送、SNARE、およびゴルジ輸送の研究に適しています。 - Q96AJ9

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VTI1A ウサギ pAb
備考/別名	MMDS3; MVtil; VTI1RP2; Vtil-rp2; VTI1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	143187
免疫原	ヒトVTI1A (NP_660207.2) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AJ9
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスパック