


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Vti1Bウサギポリクローナル抗体 - Q9Ueu0

商品番号: CM0027521



前書き

ヒトVTI1B（VTI1L）に対するウサギポリクローナル抗体。VTI1Bはリソソームへのエンドソーム輸送に関与するv-SNAREです。WB、IHC-P、ELISAに適し、マウスとの交差反応性があります。膜融合およびリソソーム輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VTI1B ウサギ pAb
備考/別名	VTI1; VTI2; VTI1L; v-SNARE; vti1-rp1; VTI1-LIKE; VTI1B
種	ヒト
GeneID	10490
免疫原	ヒトVTI1B（NP_006361.1）のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UEU0
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ