

WbおよびElisa用抗Vwc2Lポリクローナル抗体 - Q505H4

商品番号: CM0023001

前書き

マウスVWC2L（Brorin様）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAにおいて検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。神経新生および骨の石灰化に関する研究に有用です。予測分子量は25 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VWC2LウサギpAb
備考／別名	Brl; A830006F12Rik; VWC2L
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	402117
遺伝子ID	320460
免疫原	マウスVWC2L（NP_796138.2）のアミノ酸1～50に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q505H4
タンパク質分子量	25kDa
輸送	アイスバッグ