

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Waplウサギモノクローナル抗体 - Q7Z5K2

商品番号: CM0009092



前書き

ヒトWAPLに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。姉妹染色分体接着と分裂期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WAPL Rabbit mAb
備考/別名	FOE, WAPAL, KIAA0261, WAPL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23063
GeneID	23063
免疫原	合成ペプチド：ヒトWAPL (Q7Z5K2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z5K2
タンパク質分子量	133kDa
配送	アイスバッグ