

Wb、Elisa用 抗Wasp ウサギ ポリクローナル抗体 - P42768

商品番号: CM0016949



前書き

高品質なウサギ抗WASPポリクローナル抗体（P42768）です。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用です。ヒトサンプルで検証済み。細胞骨格および免疫研究のためのアクチン核形成促進因子WASを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WASP ウサギ pAb
備考/別名	THC, IMD2, SCNX, THCI, WASP, WASPA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7454
GeneID	7454
免疫原	ヒトWASP (NP_000368.1) のアミノ酸60-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42768
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ