

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Wave2/Wasf2 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y6W5

商品番号: CM0003195



前書き

ヒト WAVE2/WASF2 (Wiskott-Aldrich症候群タンパク質ファミリーメンバー2) に特異的な高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン動態およびラメリポディアの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WAVE2/WASF2 Rabbit mAb
備考/別名	IMD2; SCAR2; WASF4; WAVE2; dJ393P12.2; WAVE2/WASF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10163
遺伝子ID	10163
免疫原	合成ペプチド：ヒトWAVE2/WASF2 (Q9Y6W5) のアミノ酸399-498内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6W5
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋