


抗Wbp11ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Y2W2

商品番号: CM0018754



前書き

ヒトWBP11（WWドメイン結合タンパク質11）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。スプライシング機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WBP11 Rabbit pAb
備考／別名	BUG13; FAP90; NPWBP; SIPPI; VCTRL; CFAP90; VCTERL; WBP-11; PPP1R165; WBP11
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51729
遺伝子ID	51729
免疫原	組換えタンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2W2
タンパク質分子量	70kDa
配送方法	氷袋梱包